

## **BL 400 BLENDER**

*Nr kat AWBL1064*

- wbudowany wyświetlacz cyfrowy
- Funkcja programowania czasu homogenizacji od 10 sekund do 3 minut
- opcja pracy ciągłej,
- funkcja automatycznego startu po zamknięciu drzwiczek,
- Bezpieczeństwo pracy: elektroniczna funkcja zabezpieczenia mechanizmu i silnika,
- brak dostępu do komory podczas pracy
- stalowa komora (wysokiej jakości stal nierdzewna)
- łatwość czyszczenia
- prędkość 240 uderzeń / min,
- dla worków o pojemności 80 - 400 ml.
- Rozmiar 265x260x400
- Waga 18 kg
- 50 sterylnych worków do stomachera o pojemności 400ml



Wymowane łopatki,  
w pełni otwierana komora

