



MD 320

rozlewarka płytek

AWMD1070



- > Urządzenie do automatycznego rozlewu płytek
- > +/- 750 płytek w ciągu godziny (15 ml na płytkę)
- > Klawiatura numeryczna i ekran LCD
- > Możliwość zaprogramowania 40 programów pracy
- > Wybór objętości podłoża wylanego na płytkę 1 – 30 ml
- > Funkcja manualnego rozlewania butelek, probówek
- > Ustawianie płytek w stos
- > Rozlew pod lampą UV
- > Automatyczne wykrywanie i przekreślenie źle włożonych płytek bez przerywania pracy
- > Wymiary 610 x 950 x 570mm
- > Waga 80 kg
- > Możliwość połączenia z urządzeniem do przygotowywania i sterylizacji podłoży
- > Opcja: drukarka raportów cyklu