

# SCAN 1200

**Nr kat 437000**

Automatyczny licznik kolonii

Rozpoznawanie i grupowanie kolorów (liczy aż do 7 różnych kolorów na jednej płytce)

Export wyników w formacie: MS Excel, JPG, PDF, BMP

Obliczanie sfer zahamowania wzrostu

Automatyczne zarządzanie parametrami jasności, czułości i kontrastu

Adaptacja do różnych typów podłoża

Automatyczna separacja kolonii nakładających się

Powiększenie obrazu

Obsługa zgrupowana w jednym oknie- szybkie wywołanie ustawień

Obudowa ze stali nierdzewnej

Potrafia zliczać kolonie na podłożach petrifilm, Sanita-kun, Rida count, Reads Spiral, z filtrów membranowych, z posiewów lanych i spiralnych (potrzeba dodatkowych adapterów)

Wysoka rozdzielczość i powtarzalność

Minimalna wielkość kolonii 0,05 mm

Rozdzielczość 1280 x 960

Zasilanie 230 V 50/60 Hz

Wymiary 270x270x380

Waga 8,7 kg

