

Szanowni Państwo,

Jeśli szukacie Państwo kompletnego zestawu podłoży przeznaczonych **do diagnostyki *Salmonella spp.*** to nasz produkt spełni Państwa oczekiwania.

Firma BIOCORP Polska zgodnie z normą **PN-EN ISO 6579:2003/A1** przygotowuje podłoża mikrobiologiczne, które znajdują zastosowanie w laboratoriach badających żywność, zakładach produkcyjnych, służbie zdrowia.

Oferujemy Państwu zakup zestawu **BGA** lub **Hektoen**:

Zestaw BGA	Zestaw Hektoen
1. Przednamnażanie: Zbuforowana woda peptonowa (6x225ml)	1. Przednamnażanie: Zbuforowana woda peptonowa (6x225ml)
2. Namnażanie: RVS Broth (50x10ml) MKTTn Broth (50x10ml)	2. Namnażanie: RVS Broth (50x10ml) MKTTn Broth (50x10ml)
3. Identyfikacja: XLD Lab Agar (20 płytek) BGA Lab Agar (20 płytek)	3. Identyfikacja: XLD Lab Agar (20 płytek) Hektoen Lab Agar (20 płytek)
Cena regularna: 283zł (netto) Cena promocyjna: 210zł (netto)	Cena regularna: 290zł (netto) Cena promocyjna: 215zł (netto)

Zamówienia można składać:

Mailem :logisyka@biocorp.pl biuro@biocorp.pl dolnoslaskie@biocorp.pl

Faxem: (0-22) 658-45-06

Listownie na adres: BIOCORP Polska Sp. z o.o.

ul. Malawskiego 6

02-641 Warszawa